

ÜRÜN KODU

- NT-S0030** Konsolidasyon Cihazı
NT-S0031 Konsolidasyon Sehpaı 3 cihaz kapasiteli
NT-S0032 Konsolidasyon Hücresi Ø 50 mm numuneler için
NT-S0032/1 Alt ve üst poroz taş Ø 50 mm Hücre için
NT-S0032/2 Kesme halkası, Ø 50 mm Hücre için
NT-S0032/3 Kalibrasyon Diski, Ø 50 mm Hücre için
NT-S0032/4 Numune Hazırlama Aparatı, Ø 50 mm Hücre için
NT-S0033 Konsolidasyon Hücresi Ø 63,5 mm numuneler için
NT-S0033/1 Alt ve üst poroz taş Ø 63,5 mm numuneler için
NT-S0033/2 Kesme halkası, Ø 63,5 mm Hücre için
NT-S0033/3 Kalibrasyon Diski, Ø 63,5 mm Hücre için
NT-S0033/4 Numune Hazırlama Aparatı, Ø 63,5 mm Hücre için
NT-S0034 Konsolidasyon Hücresi Ø 75 mm numuneler için
NT-S0034/1 Alt ve üst poroz taş Ø 75 mm numuneler için
NT-S0034/2 Kesme halkası, Ø 75 mm Hücre için
NT-S0034/3 Kalibrasyon Diski, Ø 75 mm Hücre için
NT-S0034/4 Numune Hazırlama Aparatı, Ø 75 mm Hücre için
NT-S0036 Konsolidasyon ağırlık seti 50 kg (3x 10 kg, 2x 5 kg, 3x 2 kg, 2x 1 kg, 3x 0,5 kg, 2x 0,25 kg)
NT-S0038 Konsolidasyon ağırlık seti 64 kg (4x 10 kg, 3x 5 kg, 2x 2 kg, 3x 1 kg, 3x 0,5 kg, 2x 0,25 kg)
NT-GM0250 Dijital Komparatör saati 12.7 mm strok 0,001 mm okuma hassasiyetli (çalıştığı süre kapanmaz)
NT-GM0260 Dijital Komparatör saati 25 mm strok 0,01 mm okuma hassasiyetli (çalıştığı süre kapanmaz)

STANDARTLAR

ASTM D2435 ASTM D3877 ASTM D4546 AASHTO T216 BS 1377:5 UNE 103-602 UNI EN ISO 17892-5

ÜRÜN TANIMI

NT-S0030 Zemin numunesinin belirli bir zaman diliminde belirli bir yüklemeye maruz kalması durumundaki davranışını belirlemek için kullanılır. Zeminin konsolidasyon olarak bilinen çökme karakteristiğini gösterir.

Yükleme kolu, 9:1, 10:1 ve 11:1 olmak üzere üç yükleme oranı sunar. Yüklemeye tertibatı, ayarlanabilir bir denge ağırlığı ile donatılmıştır.

Maksimum yük: 170 kg yarıklı ağırlık, 11:1 yüklemeye oranı kullanılarak 1870 kg'a karşılık gelir.

Konsolidasyon hücreleri standartlara uygun olarak paslanmaya dayanıklı malzemelerden üretilmiştir, Hücrenin dış duvarı pleksiglass malzemeden üretilmiş olup deney esnasında çökme gözlemlenebilmektedir. Bütün hücreler ; alt ve üst poroz taşı, yüklemeye başlığı ve kesme halkası ile beraber verilmektedir.



SEÇİM TABLOSU

Ø 50 mm numuneler için

(farklı çaplı numuneler için sadece hücre kodu değiştirilecek diğer kodlar ve adetler aynı kalacaktır)

NT-S0030 Konsolidasyon Cihazı **3** adet

NT-S0031 Konsolidasyon Sehpaı 3 cihaz kapasiteli **1** adet

NT-S0032 Konsolidasyon Hücresi Ø 50 mm **3** adet

NT-S0036 Konsolidasyon ağırlık seti 50 kg **3** set

NT-GM0250 Dijital Komparatör saati 12.7 mm strok **3** adet veya

NT-GM0260 Dijital Komparatör saati 25 mm strok **3** adet